

## Бесконтактный ИК термометр



Ordamed Group RUSSIA

Бесконтактный термометр идеален. Если делать это во сне, то малыша не придется будить, а измерение получится максимально точным. Результаты высветятся на экране уже через пару секунд. При этом прикасаться к пациенту не потребуется, градусник подносится к височной доле на расстоянии примерно 2 сантиметра. Этого устройству хватает для того, чтобы считать необходимую информацию.

### Инфракрасный термометр имеет свои достоинства

- Измерение температуры осуществляется очень быстро. Термометру понадобится всего несколько секунд, чтобы продемонстрировать результат;
- Легкость применения. Прочитав инструкцию к прибору, любой потребитель быстро поймет, как выполняется измерение;
- В устройстве нередко присутствуют дополнительные функции, например, запоминание последнего определения температуры, индикация заряда батарейки, автоматическое отключение, звуковой сигнал и другие;
- Удобно, что подобные термометры являются бесконтактными, поэтому с их помощью можно легко измерить температуру тела даже у самых маленьких детей, пока они спят. При этом малыш не проснется и даже ничего не почувствует;
- В составе отсутствует ртуть и стекло, поэтому устройство можно назвать максимально безопасным

### Характеристики:

Вес	168 грамм
Размер	138мм x 84мм x 40мм
Время измерения	1 сек
Единица измерения	Цельсий, Фаренгейт
Подсветка экрана	Есть
Сигналы	Низкий уровень заряда батареи/температура выше 39 °C
Источник энергии	AAA батарея 2 шт
Условия транспортировки	0-50 °C (32 – 122° F), влажность ≤ 85%
Условия эксплуатации	10-40 °C (50 – 104° F), влажность ≤ 85%
Погрешность	0,1 °C
Диапазон	32-43°C (89.6 – 109.4° F)
Разрешение	0,1 °C
Техника измерения	Бесконтактная
Дистанция измерения	3-5 см
Автоматическое отключение	15 сек
Встроенная память	32 измерения

